

Friktionsband

ATT KÖRA EN MANUELL RULLSTOL

S

längd 25 cm, bredd max. 34 cm

L

längd 25 cm, bredd max. 41 cm



Ett hjälpmedel för att öka greppstyrkan i händerna vid körning av en manuell rullstol

- Ett rör med nätstruktur, samt andas och anpassar sig till handens form.
- Produktens nätstruktur går inte sönder.
- Kan tvättas i maskin i 60°C med mild tvättmedel, sköljning rekommenderas.
- Används i rumstemperatur.
- Återvinn produkten som blandavfall.

Skär ett hål för tummen vid det ställe som är lämpligt